

选项

开放式摇床和恒温培养型&快速熔断、冷冻恒温培养摇床配件

通用安置平台

允许安装烧瓶固定架、试管架和瓶固定架。平台在附带的托盘上滑动，并使用调节螺栓紧固。可选配件直接以螺丝方式拧在安装点开口中。两层支撑允许对平台进行堆叠，且具有25.4 cm的间隙（可用于某些尺寸）。还可在平台上放置可选的防滑橡胶垫，以增强表面的防滑性。该平台是由304型不锈钢制成的。



描述	用于摇床	订货号
27.9 × 33 cm通用平台	模拟/数字16 kg摇床和往复式摇床	30400052
33 × 33 cm通用平台	模拟/数字16 kg摇床和往复式摇床	30400053
45.7 × 45.7 cm通用平台*	模拟/数字16 kg摇床和往复式摇床**	30400054
45.7 × 61 cm通用平台*	模拟/数字16 kg和23 kg摇床**和往复式摇床**	30400056
61 × 61 cm通用平台	数字显示45 kg摇床	30400057
45.7 × 76.2 cm通用平台*	模拟/数字23 kg摇床	30400058
61 × 91.4 cm通用平台	数字显示68 kg摇床	30400059
两层支撑（4个一组）	模拟/数字16 kg和23 kg摇床	30400051

橡胶垫

描述	用于摇床	订货号
11 × 13" (27.9 × 33 cm) 橡胶垫	模拟/数字16 kg摇床和往复式摇床	30400060
33 × 33 cm橡胶垫	模拟/数字16 kg摇床和往复式摇床	30400061
45.7 × 45.7 cm橡胶垫	模拟/数字16 kg摇床和往复式摇床	30400062
18 × 24" (45.7 × 61 cm) 橡胶垫	模拟/数字16 kg摇床、往复式摇床和模拟/数字23kg摇床	30400063
61 × 61 cm橡胶垫	数字显示45 kg摇床	30400064
61 × 91.4 cm橡胶垫	数字显示68 kg摇床	30400065

培养平台

适用于低速震荡应用；皮氏培养皿、培养烧瓶和其他平底、低台面容器。两层支撑（两种尺寸都有）允许对平台进行堆叠，且具有25.4 cm的间隙。该平台是由304型不锈钢制成的。平台具有防滑橡胶垫。



描述	用于摇床	订货号
45.7 × 45.7 cm培养平台*	模拟/数字16 kg摇床和往复式摇床**	30400066
45.7 × 61 cm培养平台*	模拟/数字16 kg*和23 kg摇床和往复式摇床**	30400067
两层支撑（4个一组）	模拟/数字16 kg和23 kg摇床	30400051

* 可使用两层

**对于往复式摇床不建议平台堆叠