开放式摇床和恒温培养型&快速熔断、冷冻恒温培养 摇床配件

不锈钢烧瓶夹

适用于盛放10 mL至6 L的锥形烧瓶。由302和304型不锈钢制成。包括轻松连接平台的硬件。烧瓶固定架配以弹簧以保证容量达50 mL或更高容量烧瓶始终稳定。2.8 L固定架适合盛放费氏烧瓶。介质瓶固定架具有与烧瓶固定架相同的细节。





















	10 mL 锥形瓶夹	25 mL 锥形瓶夹	50 mL 锥形瓶夹	125 mL 锥形瓶夹	250 mL 锥形瓶夹	500 mL 锥形瓶夹	1 L 锥形瓶夹	2 L 锥形瓶夹
固定架类型								
材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢	不锈钢
订货号	30400084	30400085	30400086	30400087	30400088	30400089	30400090	30400091
托盘或安置平台	每个托盘或平台的烧瓶固定架数量							
29.9 × 22.2 cm								
开放式4 kg数显摇床	35	20	15	12	6	4	N/A	N/A
27.9 × 19.7 cm								
恒温培养4kg摇床	35	20	12	8	5	N/A	N/A	N/A
27.9 × 33 cm								
模拟/数字16 kg摇床	60	25	13	10	9	7	4	N/A
数字显示往复式摇床	60	25	13	10	9	7	4	N/A
33 × 33 cm								
模拟/数字16 kg摇床	60	30	15	12	12	8	4	3
数字显示往复式摇床	60	30	15	12	12	8	4	3
45.7 × 45. 7 cm								
模拟/数字16 kg摇床	113	64	32	20	20	13	8	5
数字显示往复式摇床	113	64	32	20	20	13	8	5
45.7 × 61 cm								
模拟/数字16 kg摇床	158	88	44	28	28	20	12	6
数字显示往复式摇床	158	88	44	28	28	20	12	6
模拟/数字23 kg摇床	158	88	44	28	28	20	12	6
45.7 × 76.2 cm								
模拟/数字23 kg摇床	203	112	56	36	36	26	15	8
61 × 61 cm								
数字显示45 kg摇床	221	121	61	41	41	25	16	9
61 × 91.4 cm								
数字显示63 kg摇床	336	160	94	61	64	40	24	14

^{*}所有装置均需通用平台来安装烧瓶固定架或试管支架,但数字开放式和孵化4kg摇床除外