



designed for scientists



VORTEX 3

/// 参数列表

新型旋涡混匀器, 适合短时间工作 (点动), 按下夹具即可; 亦适合连续工作.

- 调速范围广, 为无级调速;
- 有3种夹具及7种试管插可供选择 (可用于Eppendorf 管, 酶标板, 250ml Erlenmeyer 烧瓶 等), 应用范围广; 需单独订购;
- 特殊的固定带VG3.36, 用于Erlenmeyer烧瓶或圆烧瓶;
- 铸锌外壳, 稳固可靠;
- 外型小巧;
- 具点动功能;
- 硅制底座脚, 超强防震, 适于高速工作;



designed for scientists

- 带偏心球轴承;
- 马达通风性能好,发热低, 适合连续工作.



designed for scientists

技术参数

运行方式	圆周
周转直径 [mm]	4
电机输入功率 [W]	58
电机输出功率 [W]	10
允许连续运转时间 [%]	100
最小转速 (可调节) [rpm]	500
速度范围 [rpm]	0 - 2500
转速显示	无
运行方式	连续运转
点动功能	是
用酶标板工作	是
酶标板数	1
外形尺寸 [mm]	127 x 136 x 149
重量 [kg]	4.5
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	200 - 240 / 115 / 100
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	60

