



designed for scientists



ROCKER 3D basic

/// 参数列表

三维翻滚运动模式混匀器，转速固定，柔和混匀。可对烧瓶，培养瓶，皮氏培养皿和试管进行均匀混合。尤其适用于细胞培养，DNA提取，细胞分布，细胞染色和脱色。即便是在负载和电压波动的情况下，混匀速率保持不变。固定的倾斜角度确保试验结果的可重复性。

- 有多种夹具可选，适用于广泛的应用领域
- 可用于4-50 °C的培养箱
- 随机配置防滑橡胶垫



designed for scientists

- 触摸式按键操作简便
- 适合持续运行



designed for scientists

技术参数

运行方式	翻滚
允许震荡承重量(含夹具) [kg]	2
允许连续运转时间 [%]	100
最小转速 [rpm]	0
固定转速 [rpm]	30
转速显示	无
计时器显示	无
运行方式	连续运转
固定翻滚角度 [°]	8
振荡板面可以堆叠	是
高度 (振荡板堆叠) [mm]	30
外形尺寸 [mm]	280 x 165 x 330
重量 [kg]	2.2
允许环境温度 [°C]	4 - 50
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	100 - 240
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	24
直流电压 [V=]	24
电流消耗 [mA]	1000