

## · 沙鹰台式高速离心机 RG-205T (LCD)



台式高速大容量离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。

### 主要技术性能

- 1、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
- 3、大屏液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。

- 4、实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定，方便快捷。
- 5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。
- 6、具有 10 个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。
- 7、采用食用级硅橡胶密封圈。

**主要技术参数**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 型号           | RG-205T (LCD)               |
| 最高转速 msor    | 20500r/minute               |
| 最大相对离心力 mrcf | 29200xg                     |
| 最大容量 mc      | 750mlx4                     |
| 转速精度 sp      | ± 50r/minute                |
| 时间设置范围       | 1min~99h59min/1min~99minute |
| 整机噪音         | <65dB(A)                    |
| 电源           | AC220V 50Hz 15A             |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 545mmx660mmx490mm           |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 670mmx780mmx630mm           |
| 净重           | 72kg                        |

配件中心

| 型号      | 产品名称                                                                                        | 最高转速<br>r/min | 最大相对<br>离心力×<br>g | 容量 (ml)           | 备注 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----|
| RG-205T | 台式高速大容量离心机                                                                                  | 20500         | 29200             | 微机、变频、LCD 液晶显示    |    |
| N0. 1   | 角转子<br>    | 20500         | 29200             | 1. 5ml/2. 2ml×12  |    |
| N0. 2   | 角转子<br>   | 15000         | 23120             | 10ml×12           |    |
| N0. 3   | 角转子<br>  | 13000         | 17940             | 50ml×6            |    |
| N0. 4   | 水平转子<br> | 4000          | 3500              | 750ml×4           |    |
|         | 适配器                                                                                         | 4000          | 3500              | 1. 5ml×21×4       |    |
|         |                                                                                             |               |                   | 5ml/7ml×24×4(真空管) |    |
|         |                                                                                             |               |                   | 5ml/7ml×37×4(放免管) |    |
|         |                                                                                             |               |                   | 10ml×20×4(小盖管)    |    |

|       |                                                                                                 |      |      |                 |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|----------------|
|       |                                                                                                 |      |      | 15ml×14×4       |                |
|       |                                                                                                 |      |      | 20ml×12×4       |                |
|       |                                                                                                 |      |      | 50ml×5×4        |                |
|       |                                                                                                 |      |      | 100ml×3×4       |                |
|       |                                                                                                 |      |      | 250ml×4         |                |
|       |                                                                                                 |      |      | 300ml×4         |                |
|       |                                                                                                 |      |      | 500ml×4         |                |
|       |                                                                                                 |      |      |                 |                |
| NO. 5 | 水平酶标转子<br>   | 4000 | 2200 | 8×96 孔          |                |
| NO. 6 | 水平转子体                                                                                           | 4000 | 3040 | /               |                |
|       | 水平酶标挂篮转子<br> | 4000 | 3040 | 4×2×96 孔        |                |
|       | 水平吊篮转子                                                                                          | 4000 | 3040 | 四个吊篮            | 带适配器一套<br>(任选) |
|       | 适配器                                                                                             | 4000 | 3040 | 1. 5ml×25×4     |                |
|       |                                                                                                 |      |      | 5ml×28×4 (真空管)  |                |
|       |                                                                                                 |      |      | 10ml×20×4 (小盖管) |                |
|       |                                                                                                 |      |      |                 |                |

|       |                                                                                            |       |       |                   |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|--|
|       |                                                                                            |       |       | 15ml×10×4         |  |
|       |                                                                                            |       |       | 50ml×4×4          |  |
|       | 水平转子<br>  | 4000  | 3040  | 500ml×4           |  |
|       | 适配器                                                                                        | 4000  | 3040  | 1.5ml×18×4        |  |
|       |                                                                                            |       |       | 5ml/7ml×19×4(真空管) |  |
|       |                                                                                            |       |       | 10ml×14×4(小盖管)    |  |
|       |                                                                                            |       |       | 15ml×9×4          |  |
|       |                                                                                            |       |       | 20ml×7×4          |  |
|       |                                                                                            |       |       | 50ml×3×4          |  |
|       |                                                                                            |       |       | 100ml×4           |  |
|       |                                                                                            |       |       | 250ml×4           |  |
| NO. 7 | 角转子<br> | 16500 | 24890 | 1.5ml/2.2ml×24    |  |
| NO. 8 | 角转子                                                                                        | 11000 | 11720 | 100ml×4           |  |

|       |                                                                                                      |      |      |                  |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|-------|
|       |                     |      |      |                  |       |
| NO. 9 | <div>水平转子</div>     | 5000 | 5030 | 250ml×4          |       |
|       | 适配器                                                                                                  | 5000 | 5030 | 1.5ml×9×4        |       |
|       |                                                                                                      |      |      | 5ml×7×4          |       |
|       |                                                                                                      |      |      | 5ml/7ml×9×4(真空管) |       |
|       |                                                                                                      |      |      | 10ml×7×4（小盖管）    |       |
|       |                                                                                                      |      |      | 15ml×5×4         |       |
|       |                                                                                                      |      |      | 20ml×4×4         |       |
|       |                                                                                                      |      |      | 50ml×4           |       |
|       |                                                                                                      |      |      | 100ml×4          |       |
|       | <div>水平转子体</div>  | 5000 | 5030 | /                |       |
|       | 管架                                                                                                   | 5000 | 5030 | 50mlx2x4         | 另购转子体 |

|        |                                                                                               |       |       |          |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-------|
|        |              |       |       |          |       |
|        | <p>管架</p>    | 5000  | 5030  | 15mlx4x8 | 另购转子体 |
| NO. 10 | <p>角转子</p>  | 11000 | 11720 | 85ml×6   |       |