



# WDZX 系列



## 卧式 高压蒸汽灭菌器（实验仪器）

Horizontal Steam  
Sterilizer



型号	WDZX-120L	WDZX-200L	WDZX-300L
容积	120 立升	200 立升	300 立升

## Product Features

## 产品特点

**实行微电脑智能控制系统**：采用“LED”数显运行工作循序程序，灭菌结束（报警）后自动停机；

**安全联锁装置**：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素；

**锅盖启闭装置**：采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧；

**预置程序**：可预置固定程序对固体的灭菌；

**记忆存储系统**：可存储上次灭菌程序，便于二次操作；

**排汽控制**：灭菌完成后，排气阀可按预先设定的灭菌时间倒计时结束后，数显屏有提示排放蒸汽；

**校验接口**：提供温度、压力检验接口，方便对锅内多点温度进行检测；

**操控台动态**：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示；

**安全配置**：锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统；

**打印功能（增配）**：实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间。

**Intelligent microcomputer control system:** Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

**Interlock device:** The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilizer's cover. Make sure the operator's safety.

**The structure of cover's opening:** Using 8 rotary extendable stick to improve sealing and safety performance.

**Preset program:** Can preset fixed program that sterilize solid body.

**Memory storage system:** Store the last operation program so convenient next operation.

**Exhaust steam control :** After sterilization, exhaust steam valve should be opened (Digital display screen reminds exhaust steam) when sterilization time run out.

**Interface check:** provide temperature and pressure check interface; convenient to check multiple position temperature measurement.

**Digital display screen:** Digital display screen and working indicator light display running state.

**Safety devices:** Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

**Print function (add configuration)** : Print the current temperature and sterilization time.

## Technical Parameter

## 技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	WDZX-120L	WDZX-200L	WDZX-300L
配置 Configuration	智能半自动控制 Semi-automatic control	智能半自动控制 Semi-automatic control	智能半自动控制 Semi-automatic control
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
容积 / 毛重 Volume / GW	120L / 225Kg	200L / 300Kg	300L / 333Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	380V / 2.5Kw X 3	380V / 3.0Kw X 3	380V / 4.0Kw X 3
包装尺寸 ( 长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	1340 X 730 X 1700	1640 X 830 X 1800	1640 X 930 X 1900
产品尺寸 ( 长 x 宽 x 高 mm ) Product size (L X W X H mm)	1220 X 620 X 1540	1550 X 720 X 1640	1550 X 820 X 1740
容器容积 ( 直径 x 深度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	400 X 960	500 X 1120	600 X 1240
网篮尺寸(上长 x 上宽 x 下长 x 下宽 x 高度mm) Basket Size(Upper length X upper width X lower length X lower width X height mm)	380 X 340 X 380 X 225 X 140	480 X 440 X 480 X 250 X 195	500 X 540 X 500 X 300 X 230
时间设定范围 Time setting range	0-99 h	0-99 h	0-99 h
额定工作压力 Rated working pressure	0.217MPa	0.217MPa	0.217MPa
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~134°C	50~134°C	50~134°C