



ZDY-502 型水分分析仪

序 号	名 称 及 规 格	数 量
1	ZDY—502 型常量水分滴定仪	1 台
2	外接设备	1 台
3	500mL 溶液瓶包含瓶盖及接口 (GL45)	2 套
4	防扩散毛细管 DFAQ-6-1543-200	1 只
5	顶杆工具 (SC8. 227. 126)	1 只
6	滴定管装置 10mL (SC5. 461. 050)	1 套
7	搅拌珠 (小)	3 只
8	5 升聚乙烯桶	1 只
9	输液管 (氟塑料、白色套管) $\Phi 3.2 \times 0.5$ (L=150mm) 已安装在仪器上	1 根
10	输液管 (氟塑料、绿色套管) $\Phi 3.2 \times 0.5$ (L=900mm) 已安装在仪器上	1 根
11	输液管 (氟塑料) $\Phi 3.2 \times 0.5$ (L=450mm) 已安装在仪器上	1 根
12	A 液输液管 (氟塑料、蓝色套管, L= 800mm, $\phi 5 \times \phi 3$)	1 根
13	滴液输液管 (氟塑料、红色套管, L= 800mm, $\phi 5 \times \phi 3$)	1 根
14	排液输液管 (氟塑料、红色套管, L= 900mm, $\phi 5 \times \phi 3$)	1 根
15	硅胶管 $\phi 6 \times \phi 3$ (L=350mm 2 根, L=800mm 1 根)	3 根
16	硅胶管 $\phi 6 \times \phi 3$ (备用)	1.5 米
17	管接螺帽 GS-14A, B (白色) 注: 安装在阀门及滴定装置上	3 套
18	套管 008NF32-YC6B (黑色) 注: 安装在防扩散毛细管上	1 只

19	倒锥形垫圈 008CZ32	1 只
20	微量进样器（100 μL；1mL）	各 1 支
21	真空硅脂长城（7501）	1 瓶
22	变色硅胶 (500g)	1 瓶
23	KF-4 试剂（KF-4A、KF-4B 试剂各 1 瓶），（单独包装）	1 套
24	保险丝 Φ5×20（3A）	2 只
25	通用电源线	1 根
26	外接设备与主机的连接线	1 根
27	USB 通讯连线	1 根
28	“雷磁滴定通信软件”光盘	1 张
29	ZDY-502 使用说明书	1 本
30	合格证	1 份

ZDY-502 固体进样杯

序号	名称及规格	数量
1	502 固体进样杯部件（SC5.010.022）	1 套
2	进样器部件（SC5.551.029）	1 套
3	耐穿刺垫圈（SC8.370.298）	20 只
4	溶液杯固定架（SC8.043.241）	1 只
5	502 固体进样杯使用说明书	1 份

ZDY-502 液体进样杯

序号	名称及规格	数量
1	CDY-3 型测量电极	1 支
2	锥形接口夹（黄色）（规格：14/23）	1 只
3	溶液杯 (SC8.729.026)	1 只
4	溶液杯固定架 (SC5.043.005)	1 套

5	进液口密封圈 (SC8. 370. 313)	2 只
6	滴液管垫圈 (SC8. 370. 312)	5 只
7	耐穿刺垫圈 (SC8. 370. 298)	20 只