

开放式摇床

2D摇摆摇床&快速熔断; 3D波动摇床

- 对于速度、倾斜度和时间的可变控制
- 7.3 kg载重量
- 两层型号让可操作载重量加倍

OHAUS模拟显示2D摇摆摇床是一种适用于各种摇摆需求简单经济的摇床。2D摇摆摇床适用于细胞培养和浸透应用，是针对各种环境条件设计的。2D摇摆摇床带有35.6 × 27.9 cm防滑橡胶垫。

操作特点:

低台面设计: 占用空间更少，可放入大多数通风橱和培养箱中。两层选件使用相同的占地空间提高了载重量，并且平台之间有一个8.9 cm的间隙。铸铝基座提供了耐久性和更高稳定性。

微处理控制器: 微处理器控制提供了倾斜度调节，让用户能够在装置运行的同时轻松地摇摆角度从0调节到15°。低速摇摆运动的平滑速度控制。

独立控制旋钮: 速度、倾斜度与时间用独立旋钮控制，调节轻松便捷。

安全保障:

过载保护: 当系统检测到障碍物或托盘过载时，将发出声音信号。

加速保护: 将速度缓慢升至目标设定值，以免溅出。

定时范围: 当定时器到零时，会自动停止摇摆动作。

防溢设计: 通过引导使流体远离内部组件。

工作条件:

装置可在冷冻室、培养箱和在-10至60℃，湿度高达80%的非冷凝二氧化碳环境中操作。

应用:

染色和脱色凝胶、杂交程序、血液学和浸透技术。

订货信息:

装置带有一个可拆3脚插头。装置还带有35.6 × 27.9 cm防滑橡胶垫。两层型号包括了第二个托盘、防滑垫和硬件。



技术参数		
转速范围	1-75 rpm*	
倾斜角度	0-15°**	
定时器	1至120分钟	
最大载重量	7.3 kg**	
托盘材质	铝	
托盘尺寸（长×宽）	35.6 × 27.9 cm	
外形尺寸（长×宽×高）	1层	42.5 27.9 14.0 cm
	2层	42.5 × 27.9 × 24.1 cm
运输重量	7 kg	

* 最大速度/倾斜角度可能随较重或不平衡的负载而变化。
** 位于托盘中心。

描述	型号	订货号
模拟2D摇摆摇床1层	SHRK07AL1	30391956
模拟2D摇摆摇床2层	SHRK07AL2	30391963